

Item 6140A shown here
Low Profile Quad Canes
Bastones con Base Cuadrada
de Perfil Bajo



Item 7103A-4 shown here
Three-In-One Commodes
Inodoros de Tres-en-Uno



Item 7927A shown here
Maxi-Drain Transfer Benches
Bancos de Transferir de
Drenaje Máximo



Item(s) L780x (K, R, W, B)
Lumex Mobility Lights



Item 603904A
Walker Basket
Canasta de Andador



Item 603900A
Walker Tray
Bandeja Para Andador



Item 603210R
Glide Skis
Esquí Deslizante



Also available from the Lumex line of Patient Aids.....
También disponible de la línea de Asistencia para Pacientes de Lumex

Limited Warranty

The following warranty information is a SUMMARY of the complete Product Warranty provided by GF Health Products, Inc. For the complete warranty, please visit our website at www.grahamfield.com.

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the "Customer") only, that it will replace or repair components, at GF's sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the frame is warranted for five (5) years and the normal wear components such as tips, wheels/casters, and handgrips are warranted for three (3) months. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling 770-368-4700, sending a fax request to 770-368-2386 or by e-mailing a request to cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.

EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: 1) Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; 2) Products not installed, used, or properly cleaned and maintained; and 3) Labor or shipping charges. Other exclusions apply.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER
THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

For the complete warranty for this product, please visit our website at www.grahamfield.com.

LUMEX®
by graham-field

3-Wheel Cruiser

Items 609201P, 609201M, 609201B



User Instructions and Warranty Information

Important: Read Before Use

Instrucciones e Información de la Garantía
Importante: Lea Antes de Uso

grahamfield

LUMEX®
by graham-field

Features

- Improves mobility and allows for greater independence for the user on the go
- Robust & easy to fold design makes rollator easy to use, fold and store for convenient transport
- Ergonomic hand grips and hand brakes allow user to operate with ease
- Complete with pouch for storage of personal items
- 8" wheels are ideal for indoor and outdoor use
- Maximum Weight Capacity 250 lb - EVENLY DISTRIBUTED

Características

- Mejora movilidad y provee mas independencia al usuario siempre en la calle
- Diseño robusto y facil de doblar hace que el rodador es fácil de usar, doblar y almacenar para transporte conveniente
- Agarres de mano ergonómicas y frenos de mano permite a usuario operarlo con facilidad
- Viene completo con bolsa para almacenaje de cosas personales
- Ruedas de 8" son ideal para uso adentro y afuera
- Capacidad de Peso Máximo 250 lb - DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE

1.770.368.4700

Information contained herein is subject to change.

The most current and complete product information can be found on our website.
Información contenido aquí es sujeto a cambio.

La información de producto mas actual y completo se puede encontrar en nuestra páginas web.

www.grahamfield.com

Follow us on



© 2019, GF Health Products, Inc. All Rights Reserved.
Lumex is a trademark of GF Health Products, Inc.
GF Health Products, Inc. is an ISO 13485 Certified Company.

GF0700159RevE19

Instructions for Use – Please Read All Instructions Before Use.

Please consult a healthcare professional for the proper adjustment.

Opening the Rollator

- Remove Rollator and other components from carton.
- Spread handgrips apart to open frame completely.
- Push down locking mechanism to secure the frame.

NOTE: Ensure locking mechanism is locked and secure before each use.

Folding the Rollator

- Pull up on the locking mechanism knob towards the rear part of the frame to release the lock.
- Push the two handgrips together.

Using the Hand Brake

Brakes should be used in one of the following methods:

- To Engage Brake: Push down on lower part of hand brake.
- To Remain Stationary: Hold the hand brake up.
- To Continue Mobility: Release the brake. To unlock, pull up on the top portion of the brake handle.
- To unlock, pull up on the top portion of the brake handle.

CAUTION: Always lock hand brakes when user is immobile.

Adjusting the Height

- Consult with healthcare professional for proper adjustment.
- Install the adjustment knob into one of the adjustment holes by turning clockwise.
- Repeat steps 1-2 for the other side.

Make sure that the height adjustment is at the same height for both handles to ensure safety and proper use.

NOTE: After adjusting the height, the brakes of the rollator must be checked and, if necessary, adjusted.

Attaching Basket, Pouch or Tote Bag

Basket

Install the basket underneath the seat. On some rollator models, the basket is designed to fit underneath the seat or in the front by positioning the hooks on the front seat support frame.

Pouch and Tote Bag

Hang the tote bag between the rollator frame tubes and secure with snap button flaps.

Maintenance

- For dust and dirt, wipe Rollator gently with damp, soft cloth.
- Inspect wheels periodically for wear or damage. Use a mild soap and water solution to clean, rinse with clear water, then dry with a soft cloth.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the rollator.
- Verify operation of the brakes and have them adjusted if necessary by your GF Health Products, Inc. authorized distributor.
- Inspect rollator weekly or on a set routine preventative maintenance schedule for normal wear and tear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your GF Health Products, Inc. distributor for repair and/or appropriate replacement parts.
- If handgrip or hand brakes are loose, **DO NOT** use. Contact your GF Health Products, Inc. authorized distributor.
- Replace any broken, damaged or worn items immediately.
- For the best service from your rollator, always use replacement parts from GF Health Products, Inc.
- Periodically inspect the casters and caster stems for assembly tightness and verify that the wheels are free of hair or other debris that could interfere with free wheel operation.



Instructions for Use – Please Read All Instructions Before Use.

Por favor de consultar con un profesional de cuido de salud para ajustamiento apropiado.

Abriendo el Rodador

- Remueva el Rodador y los otros componentes del cartón.
- El marco; extendi las agarres de mano para abrir el marco completamente.
- Aprieta hacia abajo en el mecanismo de cerrar para asegurar.

Nota: Asegura que el mecanismo de cerrar esta asegurado antes de cada uso.

Doblando el Rodador

- Jale hacia arriba la perilla del mecanismo de cerrar hacia la parte trasera del marco para abrir el cierre.
- Apreté los mangos juntos.

Usando el Freno de Mano

Los frenos deben ser usados en uno de los siguientes métodos:

- Para Engranar Freno: Apreté hacia abajo on la parte baja del freno de mano• Para Mantener estacionario: Aguante el freno hacia arriba.
- Para Continuar Movilidad: Suelta el freno.
- Para Abrir, jale en la porción superior del freno de mano.

Caución: Siempre cierre los frenos de mano cuando el usuario es inmóvil.

Para Ajustar la Altura

- Consulte con un profesional de cuido de salud para ajustamiento apropiado.
- Instale la perilla de ajustamiento en uno de los huecos en sentido a las agujas del reloj.
- Repíte pasos 1-2 para el otro lado.

Asegure que el ajustamiento de altura es lo mismo para los dos mangos para asegurar seguridad y uso apropiado.

Nota: Después de ajustar la altura, los frenos del rodador deben ser examinados y si necesario, ajustados.

Poniendo la Canasta, Bolsa y el Bolsón

Canasta


Instala la canasta debajo del asiento. En algunos de los modelos, la canasta es diseando para poner debajo del asiento o al frente posicionado con los ganchos en la parte del frente del marco.

Bolsa y Bolsón

A gancha el bolsón dentro del marco del rodador y asegura con los solapas.

Mantenimiento

- Para polvo, limpie el rodador con una toalla suave y mojada.
- Examine las ruedas por daño y desgasto periódicamente. Use un jabón suave y agua para limpiar, lave con agua limpia y seca con una toalla suave.
- Nunca use solventes orgánicos, limpiadores abrasivos o estropajos en cual quiere partedel rodador.
- Verifica la operación de los frenos y permite que su distribuidor de GF Health Products, Inc. se los ajusta si es necesario.
- Examine su rodador seminal o en un programa fija de mantenimiento preventiva para función y desgasto. Si algunos componentes so están funcionando correctamente o se ven con desgasto, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. para reparación y partes de reemplazo.
- Si los mangos o frenos de mano están sueltos, NO LOS use. Llame a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.
- Examine su rodador seminal o en un programa fija de mantenimiento preventiva para función y desgasto. Si algunos componentes no están funcionando y se ve con desgasto, llame a su distribuidor de Lumex para reparación o reemplace de partes.
- Si los frenos de mano fallan o y parran el rodador, llame a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc. para ajustamiento o reemplazo.



Directriz de Seguridad – Por Favor de Leer Antes de Uso

- Cada individual SIEMPRE debe consultar con su doctor o otro profesional de cuido de salud para determinar ajustamiento y uso apropiado.
- Los frenos deben estar en la posición asegurado cuando parado por periodos de tiempo extendido.
- Todas las ruedas TIENEN que estar en contacto con el piso todo el tiempo cuando en uso. Esto puede asegurar que el rodador esta balanceado apropiadamente.
- Capacidad de Peso Máximo 250 lb - DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE
- Asegure que los mangos NO SE dan vuelta en el rodador – o si no, daño o herida puede ocurrir.
- SIEMPRE prueba que el rodador y accesorios están puestos seguramente en la posición abiertos ANTES de uso.
- Después de instalación y antes de uso, asegura que el ferretero está seguramente apretados.
- SIEMPRE use caución cuando usando los rodadores en superficies mojados y resbalosos. NO USE el rodador en escaleras o inclinass.
- NO fija cual quiere cosa del marco del rodador. Cosas deben ser puestos en la canasta o el bolsón.
- La canasta del rodador tiene una limitación de peso de 11 lb (5 kg). El bolsón tiene una limitación de 10 lb (4.5 kg). Cosas puestas en la canasta o bolsón no DEBEN sobresalir.
- Antes de atemptar a alcanzar objetos o recojerlos del piso alcanzando dentro sus rodillas, asegura sus pies en el piso. Usa caucion EXTREMO cuando alcanzando por cual quiere objeto.
- GF Health Products, Inc. no asume ningun responsabilidad por cual quiere daño o herida causado por instalación, asamblea o uso incorrecto de este producto.
- Examine su rodador seminal o en un programa fija de mantenimiento preventiva para función y desgasto. Si algunos componentes no están funcionando y se ve con desgasto, llame a su distribuidor de Lumex para reparación o reemplace de partes.
- Si los frenos de mano fallan o y parran el rodador, llame a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc. para ajustamiento o reemplazo.

ADVERTENCIA: Indica un riesgo potencial, situación o practica insegura que si si no se evita puede resultar en muerte o herida personal severa.

CAUCION: Indica una amenaza potencial o practica insegura, que si no es evitada podría resultar en daño personal o a la propiedad.

NOTA: Provee recomendaciones u otra información para asegurar que usted reciba lo mejor de su producto.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: NO DEBE usar este producto sin leer y entender completamente estas instrucciones y material adicional que viene con este producto. Si no puedes entender los advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional, distribuidor o personal técnicos antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.

ADVERTENCIA: NO DEBE usar el rodador como una silla de ruedas o silla de transporte. Rodadores son entendidos para propulsado mientras sentado.

ADVERTENCIA: Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO substitute partes.

ADVERTENCIA: Antes de uso, asegure que las partes instalados están seguros y todo el ferreteria esta apretado.

ADVERTENCIA: Cuido debe estar hecho para asegurar que todos los ajustamientos de mano y altura están seguros, y que las ruedas y objetos que se mueven están en buenas condiciones antes de usar el rodador.

ADVERTENCIA: Cuando usando el rodador en la posición estacionado, los frenos de mano TIENEN que estar asegurados.

ADVERTENCIA: SIEMPRE observa la limitación de peso del usuario en el "hangtag" de este producto o en la tabla abajo.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: NO intente alcanzar para objetos si tiene que moverse hacia adelante en el asiento. Alcanzando para estos objetos puede causar un cambio en la distribución de peso del rodador y puede causar que el rodador se dobla, resultando en herida o daño.